

Defibrillaattori- palvelut

Sydämeen kohdistuneesta sairaskohtauksesta selvitäkseen potilaan tulee saada elvytystä mahdollisimman nopeasti. Sairaskohtauksen saaneen potilaan selviytymismahdollisuudet romahtavat, mikäli elvytystoimien käynnistyminen kestää yli 4 minuuttia. Painelu- ja puhalluselvytys (PPE) on olennainen osa sydänpysähdyspotilaan auttamista. Yhtä tärkeä osa laadukasta elvytystä on myös potilaan nopea defibrillointi (D).



Defibrillaattori vaivattomasti palvelusopimuksella

Toimitamme teille laitteet sopimuskaudeksi sekä huollamme ja ylläpidämme niitä puolestanne.

Huolehdimme laitteen toimintavalmiudesta säännöllisillä tarkastuksilla. Teknisesti vioittunut tai elvytystilanteessa käytetty laite tarkastetaan ja asennetaan käyttökuntoon jokaisen käyttökerran jälkeen tai korvataan vastaavalla mahdollisimman nopeasti huoltopyynnön saatuaamme.

Palvelusopimus kattaa laitteen säännöllisine huoltoineen ja yhden käyttökoulutuksen sopimuskaudella. Kaikki defibrillaattorin ylläpitoon kohdistuvat tarvikekulut laskutetaan erikseen toteuteman mukaan. Lisäkoulutuksia on myös mahdollista tilata sopimushinnoin.

Tutustu laitteen tarkempiin ominaisuuksiin seuraavalla sivulla.

Palvelun edut

- Huoleton ylläpito
- Nopea ja ohjeistettu elvytys
- Parantaa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta
- Sopii hyvin erityyppisiin käyttökohteisiin
- Sopii maallikko- ja ammattilaiskäyttöön
- Laitteeseen on saatavilla useita eri kielivaihtoehtoja

Tilaukset

Myynti ja huoltopyynnot defibrillaattori@securitas.fi. Saat meiltä myös muut ensiaputarvikkeet työpaikoille.

Securitas Oy

Osoite
Elimäenkatu 30
00520 Helsinki

Puhelin: 020 4911
defibrillaattori@securitas.fi
asiakaspalvelu@securitas.fi

www.securitas.fi



ZOLL AED 3 -defibrillaattori

ZOLL AED 3 on tarkoitettu sekä maallikko- että ammattilaiskäyttöön. Yleiskäyttöiseen ja elvytyspalautteella varustettuun CPR Uni-Padz -elektrodiin integroitu sensori mittaa rintakehän paineluita, antaa niistä palautteen ja opastaa oikeaan painelussyvyyteen ja -taajuuteen näytön visuaalisten opasteiden ja äänikomentojen avulla.

Laite ohjaa toimimaan vaihe vaiheelta teksti- ja ääniopasteiden avulla ohjeistaen esimerkiksi ”Paina kovemmin” ja ”Hyvin paineltu”. Painelussyvyyden mittari antaa näytöllä reaaliaikaisesti tiedon jokaisen painelun syvyydestä. Jatkuvatoinen metronomi auttaa ylläpitämään oikean painelutaajuuden eli vähintään 100 painallusta minuutissa.

Ainutlaatuisen yleiskäyttöiset CPR Uni-Padz -elektrodit soveltuvat käytettäväksi sekä lapsilla että aikuisilla ja niiden säilyvyysaika on viisi vuotta.

Palvelun sisältö ja laitteistoerittely

- Zoll AED 3 -defibrillaattori
- Kantolaukku
- CPR Uni-Padz -yleiselektrodi palautteella
- Laitteen huolto ja ylläpito

Laitteet toimitetaan käyttövalmiina. Saatavilla myös lisätarvikkeet, kuten säilytyskaapit.

Securitas Oy

Osoite
Elimäenkatu 30
00520 Helsinki

Puhelin: 020 4911
defibrillaattori@securitas.fi
asiakaspalvelu@securitas.fi

www.securitas.fi